




磨骨器系列 · 自體骨屑收集器 · 骨粉填補注射器 · 補骨碗 · 補骨小湯匙 · 夾骨鉗 · 夾骨鑷 · 拋棄式刮骨刀 · 重複使用刮骨刀

# Kohler™ Bone Mill (德國製)

## 手磨式磨骨器-小型

Bone Mill with replaceable Titanium cutting surface 直徑16mm, for preparation of autogenous bone.

編號：Q-6660



Titanium Morselizer Surface 直徑16mm



材質：鈦



- Easy Assembly & Cleaning
- No Loss Of Bone Material
- Bone Collected In Easy To Use Dish
- Collected Bone Chips Ready To Use For Bone Augmentation

臨床使用圖



可搭配取骨環具P26-27頁、劈骨器P43-44頁使用，讓您手術更得心應手。

# Kohler™ Bone Cracker 碎骨器-手敲式

for longer bone pieces 直徑 40 mm


編號：Q-6740




## Kohler™ Bone aspirator made 自體骨屑收集器組

材質：不銹鋼 Stainless Steel, 好清洗  
for collection of osseous material, incl, silicone filter (sterilizable)

Q-7150 (附濾網1個)



直立式吸引器-轉接頭(公頭)



直立式吸引器-轉接頭(母頭)



直立式吸引器 編號：80-T-A051-1



## Kohler™ Bone Carrier 骨粉填補注射器

Stainless Steel Ring Handle Syringe-Curved

- Q-6502 16 cm Ø 2.5 mm ●
- Q-6506 16 cm Ø 3.5 mm ●
- Q-6503 16 cm Ø 4.5 mm ●
- Q-6504 16 cm Ø 6.0 mm ●



## Graft Material Mixing Dishes 補骨碗

鈦補骨碗

編號：W-960-0449

材質：鈦

規格：5 x 5 x 1.2cm



Brilliant Finish Mixing bowl 補骨碗

編號：Q-6739

材質：不銹鋼

規格約：內徑3.5cm，外徑3.8cm，總高3.5cm，碗深1.6cm



磨骨器系列 · 自體骨屑收集器 · 骨粉填補注射器 · 補骨碗 · 補骨小湯匙 · 夾骨鉗 · 夾骨鑷 · 拋棄式刮骨刀 · 重複使用刮骨刀



### Kohler™ Graft Material Transfer Spoon 補骨小湯匙

#### Compactor CLARIZIO, with Titanium tips (補骨壓平之器械)

Excellent In Difficult Access Sites

材質：鈦



Q-3614 6mm & 8mm diameter Tips




Q-3613 3mm & 4mm diameter Tips

#### Q-7289 Compactor for bone material, graduated

2.5mm & 3.2mm Diameter Tips, Marked at 2-4-6-8-10mm

可推擠補骨區，讓骨粉能更飽和的聚集在補骨範圍，並有刻度標示，在使用過程中能輕易得知填補深度。



● 2.5mm

#### Q-7379 Spoon and compactor for bone material with safety stop

2.0mm Diameter Tips, Marked at 2-4-6-8-10mm

凹槽面設計：可確實的將骨粉置入此器械內，方便掌握。


凸面設計：可推擠補骨區，讓骨粉能更飽和的聚集在補骨範圍，並有刻度標示，在使用過程中能輕易得知填補深度。



10x5 mm

● 2mm

#### Q-7454 Spoon and compactor for bone material with safety stop



10x5 mm

● 3mm

#### Q-7290 雙頭補骨小湯匙

Spoon and compactor for bone material with 4mm safety stop

凹槽面設計：可確實的將骨粉置入此器械內，方便掌握。

凸面設計：可推擠補骨區，另有深度控制設計，讓骨粉能更飽和的聚集在補骨範圍。



10x5 mm

深度控制 5mm

● 3mm

## Kohler™ Implant Instrument

Bone tamper,  
used to punch and separate the maxillar  
sinus window from surrounding bone  
(補骨壓平之器械)



Q-6373 Ø 8.5 mm, 7mm



Q-6333 Ø 8.5 mm, 4mm

Spoon and compactor (none-shaped)  
for bone material with safety stop, graduation 3-5-7-9mm



Q-7472 Spoon and compactor



10x5 mm

## ACE Graft Material Transfer Spoon 補骨小湯匙

W-10-002-16 Implant Curette with Round Cups

5 x 10mm and 6 x 20mm Cups, 5-1/2", 14cm, titanium

材質：鈦



## Membrane Placement Instrument (植牙及牙周必備手術用剝離器)

ACE Buser Type Elevator for Membrane Placement and Periosteal Elevation



W-03-001-39 7", 18cm



Q-3167 24G 17.5cm





磨骨器系列 · 自體骨屑收集器 · 骨粉填補注射器 · 補骨碗 · 補骨小湯匙 · 夾骨鉗 · 夾骨鑷 · 拋棄式刮骨刀  
· 重複使用刮骨刀

1

### Bone Block Clamp 夾骨鉗

編號：W-5100019 -19cm



Holding Bone Block  
When Shaping Bone  
(夾骨塊專用鉗)



Holding Bone Block  
When Placing Screws

2

3

4

5

### Kohler™ Bone Block Clamp DINGMANN 夾骨鉗(較彎)

編號：Q-6116 -19cm



Q-7510 臨床操作



6

7

8

9

10

### ACE Bone Graft Holding Forceps 鑷子式夾骨鑷



W-96-000-26 Bone Graft Holding Forceps, 8", 20cm (長)


W-96-000-27 Bone Graft Holding Forceps, 6", 15cm (短)





## SAFESCRAPER®

**拋棄式** 皮質骨收集器 (刮骨器大型)



編號：003987 (曲式)

### Features and Benefits

- Fast and easy to use
- Minimum operating time
- Decreased post-surgery discomfort to patients
- Collection of the ideal quantity of bone (2 to 5cc)
- Minimum risk of contamination
- Preservation of the collected bone in a sterile environment until grafting
- Contains viable cells
- Reusable
- Disposable



義大利品牌




## MICROSS®

**拋棄式** 皮質骨收集器 (刮骨器小型)

編號：004049

### Features and Benefits

- Minimally invasive
- Simplified cortical bone removal instrument
- Hard to reach donor sites
- Small incision tunneling minimizing post surgery discomfort




## Kohler™ BONE SCRAPERS 重複使用刮骨刀

編號：Q-7510 15.5cm, 115g



for winning autologous bone material,  
cutting width 6.5mm

編號：Q-7370



Replacement blade  
編號：Q-7371