



### ImplantMED Surgical Motor Unit 植牙手術馬達

全套配件：

- 控制主機
- 多功能腳踏板
- 手機線
- 20:1手機
- 放置架



### W&H Surgical Handpiece 植牙專用手機

#### 20:1 Surgical Contra-Angle Handpiece(WS-75 E/KM)

植牙專用手機20:1

帶光纖



#### 1:2.7 Surgical Contra-Angle Handpiece(WS-92 E/3)

高速手機1:2.7



#### 1:1 Surgical Straight Handpiece(S-11)

高速手機（直機）1:1



#### 1:2 Surgical Angled Handpiece(S-12)

高速手機（彎機）1:2



#### Surgic手機 X-SG20L 帶光纖



光纖玻璃體  
指壓式 減速 20:1 純鈦金屬機身與DURACOAT抗刮技術

#### Surgic手機 SG20 不帶光纖



指壓式 減速 20:1 不鏽鋼機身

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

## W&H Surgical Handpiece 植牙專用手機分解圖




Leak - tight seals !



Longevity. Precision.  
Stainless steel !

Cleaning right into the corners.



Cooling - exactly as you like it.



Sophisticated positioning !



Handy in every situation.



Strong grip means safety.



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



## 耀眼輕盈 耳目一新 Surgic Pro LED 植牙馬達

### 優點：

- 扭力強大(可達80Ncm)
- 轉速範圍廣(200至40,000min<sup>-3</sup>)
- 扭力準確性高
- 馬達輕量化
- LED照明 (超過32,000LUX)
- 耐用性卓越
- 可高壓高溫滅菌、熱沖洗、無碳刷設計

# Surgic Pro


整組 **LED**  
帶光纖 / 不帶光纖



X-SG20L 帶光纖植牙專機

### 腳踏控制裝置 掌控全局

使用者不需碰觸面板，即可輕易的透過腳踏開關操作所有功能，避免馬達運作不慎超出預設範圍。Surgic Pro 的腳踏開關裝置符合 IPX8 標準。



### 規格

#### 控制主機含 AHC

- 電源：AC120V 50/60 Hz
- 幫浦最大輸出量：75ml/min
- 程式：8 個程式 / 8 個步驟
- 尺寸：W265xD220xH100(mm)

#### 微型馬達

- 扭力：5~80Ncm
- 馬達速度：200~40,000 min<sup>-1</sup>
- 光照強度：超過 32,000LUX(LED 光纖馬達)

#### 腳踏控制裝置

- 腳踏控制：程式控制、轉速控制、冷卻液控制、正轉 / 反轉

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

### W&H MD-4 手機專用保養油

編號：A1ETS04 (不含配件)



### W&H 手機保養油專用接頭

編號：A1YSCS01



### 矽膠管 (植牙機專用，吸引器專用) 可高消

規格：內徑 x 外徑 mm

規格：1x3 mm、2x4 mm、3x5 mm、4x6 mm、7x11 mm、9x14 mm、10x14 mm



### MOBILE TREATMENT TROLLEY

編號：W-747-3700



1

2

3

4

5

6


7

8

9

10

示意圖



### Y型管L型管 可高溫高壓消毒專用

### Irrigation "Y" Connector, Tubing, And Irrigation Needle



W&H Y型管，一端金屬兩端是矽膠管  
編號：O-D-06016400

編號：W-6381777 Y型接頭 (美製)

編號：O-Y001-1 Y型接頭 (台製)



編號：L001 L型接頭 (台製-無Tip)

編號：W-7470500 (美製-無Tip)

編號：W-6560002 (美製)









植牙手術馬達W&H · NSK · 植牙專用手機 · 手機保養用品 · 矽膠管 · L管、Y型管 · 全功能扭力扳手 · 吸引器及吸引先

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10



### 全功能扭力扳手

# Torque-Lock<sup>®</sup>

Torque-Lock 2<sup>™</sup>

開放式扭力桿和指標設計，操作容易拆卸簡單，方便清潔和高溫高壓消毒  
扭力有10-35Ncm 及 35-70Ncm二種



INTRA-LOCK<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

Better Ideas.™

1



High Torque Surgical Wrench  
編號：TL2H 35-70Ncm

2



Low Torque Prosthetic Wrench  
編號：TL2L 10-35Ncm

#### 方形接頭 Driver tip

3



16mm 0.05hex 編號：TLDS

4




24mm 0.05hex 編號：TLDL

#### 彎機改手動轉接頭 編號：W-20-1554-11


5

##### Driver Converter

14mm long, secures and locks contra shaft for hand or ratchet drive



圖示



彎機專用Driver tip



完成

若您的Driver tip不是方型接頭，可利用您系統上的彎機專用Driver tip (如圖示)再接上專用轉接頭(W-20-1554-11)，即可與全方位扭力扳手搭配使用。

**全方位扭力控制功能，無關節設計控制精準。**

**Torque-Lock™ by INTRA-LOCK** (適用於方形接頭，多家植牙廠牌皆適用)  
**10-50 Ncm 扭力控制扳手**

編號：TL



**全方位扭力控制扳手 無關節設計控制精準，能一次滿足您各種不同扭力上的需求**

**Nine Torque Settings 扭力扳手**(多家植牙廠牌皆適用)

15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 & 60 Ncm

編號：OTAATW



**Torque-Control™ Handpiece Torque wrench (扳手，接手機TIP)**

美國品牌



編號：OTA15500

**Bits for Right Angled Drives (接手機的各式Driver)** 美國品牌

Compatible with all major implant systems 編號：OTABITS



	Latch-type Bits	Part no.
— Straight Screwdriver	Straight systems	BIT1
★ SCS Screwdriver	Straumann	BIT2
★ UniGrip Driver	Replace Select	BIT3
● Hex 1.3mm/.050 inch	Lifecore Biohorizons, Astra, Zimmer	BIT4
● Hex 1.2mm/.048 inch	3i System	BIT5
● Hex 0.9mm/.035 inch	Friadent, ankylos, 3i CoverScrew	BIT6
■ Square 1.3mm/.050 inch	Gold Screw / Nobel, Biocare	BIT7



**Bits for Implant Drives (用於手動扳手)**

美國品牌



— Straight Screwdriver Wide	OTA728
— Straight Screwdriver Short	OTA703
— Straight Screwdriver Medium	OTA704
★ SCS Bit Medium	OTA707
★ UniGrip, Short	OTA709
★ UniGrip, Medium	OTA710
● Bit Medium Hex 1.3mm/.050 inch	OTA713
● Bit Medium Hex 1.2mm/.048 inch	OTA716
● Bit Medium Hex 0.9mm/.035 inch	OTA719
■ Bit Medium Square 1.3mm/.050 inch	OTA722



植牙手術馬達W&H · NSK · 植牙專用手機 · 手機保養用品 · 矽膠管 · L管、Y型管 · 多功能扭力扳手  
· 吸引器及吸引先

### Surgical Aspirators 吸引先

1.6mm  
2mm  
2.98mm

Surgical Aspirator  
編號：3-L-30-230  
6Fg 長19cm，直徑1.6mm

Surgical Aspirator  
編號：3-L-30-232  
8Fg 長19cm，直徑2mm

Surgical Aspirator  
編號：3-L-30-234  
10Fg 長19cm，直徑2.98mm

Surgical Aspirator  
編號：3-L-30-236  
12Fg 長19cm，直徑約4mm

Control Suction By Covering Relief Hole

### 吸引器 / 直立式 編號：80-T-A051-1



#### 直立式吸引器-轉接頭(公頭)

編號：80-T-A052  
可接 9x14mm 矽膠管

#### 直立式吸引器-轉接頭(母頭)

編號：80-T-A053



#### 矽膠管 (植牙機專用，吸引器專用) 可高消

規格：內徑x外徑 mm  
規格：1x3mm、2x4mm、3x5mm、4x6mm、7x11mm、9x14mm、10x14mm



### Cleaning Brushes 清潔刷



編號	毛徑	x	毛長	x	全長cm
20-36-104001	1ml	0.3	x	12	x 42cm
20-36-104002	2ml	0.5	x	12	x 42cm
20-36-104005	5ml	0.8	x	12	x 42cm
20-36-104010	10ml	1	x	12	x 42cm
20-36-104020	20ml	1.9	x	12	x 42cm

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10